



| Modell Nr.                            | ML1307WN   | ML2726WN   | ML3226WN   |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Temperaturbereich                     | Kühlteil: +2 °C bis +10 °C<br>Tiefkühlteil: -18 °C bis -20 °C              | Kühlteil: +2 °C bis +10 °C<br>Tiefkühlteil: -18 °C bis -20 °C              | Kühlteil: +2 °C bis +10 °C<br>Tiefkühlteil: -18 °C bis -20 °C              |
| Umluft                                | Nein   | Nein   | Nein   |
| Abtauung (automatisch / manuell)      | Kühlteil: automatisch<br>Tiefkühlteil: manuell                             | Kühlteil: automatisch<br>Tiefkühlteil: manuell                             | Kühlteil: automatisch<br>Tiefkühlteil: manuell                             |
| Elektronikregler                      | Ja   | Ja   | Ja   |
| Digitalanzeige                        | Ja   | Ja   | Ja   |
| Temperaturalarm optisch / akustisch   | Ja   | Ja   | Ja   |
| Über- und Untertemperaturalarm        | Ja   | Ja   | Ja   |
| Türalarm                              | Ja   | Ja   | Ja   |
| Potentialfreier Alarmkontakt          | Ja   | Ja   | Ja   |
| Außengehäuse                          | Stahlblech, lackiert   | Stahlblech, lackiert   | Stahlblech, lackiert   |
| Farbe                                 | weiß   | weiß   | weiß   |
| Türschloss                            | Ja   | Ja (2)   | Ja (2)   |
| Türtyp                                | Volltür  | Volltür  | Volltür  |
| Türanschlag                           | wechselbar   | wechselbar   | wechselbar   |
| Türdichtung                           | nicht wechselbar   | nicht wechselbar   | nicht wechselbar   |
| Innenraum                             | Kunststoff, weiß   | Kunststoff, weiß   | Kunststoff, weiß   |
| Innenbeleuchtung                      | Nein   | Nein   | Nein   |
| „Innenraum frei von Zündquellen“      | optional   | optional   | optional   |
| <b>Innenausstattung Kühlteil</b>      |  |  |  |
| • Gitterauflagen (Anzahl)             | 2  | 3  | 3  |
| • Auflagepositionen (Anzahl)          | 4  | 6  | 6  |
| • Maße Gitterauflage (mm) (BxTxH)     | 1: 448x308x4,5<br>1: 448x200x4,5   | 448x308x4,5  | 505x320x6  |
| • Schubladen (Anzahl)                 | 1  | 2 halbe  | 2 halbe  |
| • Drahtkörbe (Anzahl)                 | 0  | 0  | 0  |
| • Verstellbare Türablagen (Anzahl)    | 2 ganze und 2 halbe  | 2 ganze und 2 halbe  | 2 ganze und 4 halbe  |
| • Optionales Schubladensystem         | Ja   | Ja   | Ja   |
| <b>Innenausstattung Tiefkühlteil</b>  |  |  |  |
| • Schubladen (Anzahl)                 | 0  | 2 und 1 Klappe   | 2 und 2 Klappen  |
| Verstellbare FüÙe (Anzahl & Position) | 2 FüÙe vorne<br>2 Rollen hinten  | 2 FüÙe vorne<br>2 Rollen hinten  | 2 FüÙe vorne<br>2 Rollen hinten  |
| Inhalt (l), brutto                    | 119<br>106 Kühlteil / 13 Tiefkühlteil                                      | 263<br>159 Kühlteil / 104 Tiefkühlteil                                     | 324<br>190 Kühlteil / 134 Tiefkühlteil                                     |
| Inhalt (l), netto                     | 117<br>104 Kühlteil / 13 Tiefkühlteil                                      | 245<br>148 Kühlteil / 97 Tiefkühlteil                                      | 302<br>177 Kühlteil / 125 Tiefkühlteil                                     |
| Breite (mm)                           | 540  | 540  | 600  |
| Tiefe (mm)                            | 600  | 600  | 600  |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm)         | 1090   | 1110   | 1190   |
| Höhe (mm)                             | 860  | 1680   | 1870   |
| InnenmaÙe (mm) (BxTxH)                | Kühlteil: 450x450x525<br>Tiefkühlteil: 400x295x120<br>Stufe (TxH): 155x225 | Kühlteil: 457x450x725<br>Tiefkühlteil: 408x415x670<br>Stufe (TxH): 170x220 | Kühlteil: 510x430x805<br>Tiefkühlteil: 463x445x780<br>Stufe (TxH): 250x260 |
| Gewicht (kg)                          | 34   | 58   | 70   |
| Netzanschluss                         | 1/N/PE-230 V 50 Hz   | 1/N/PE-230 V 50 Hz   | 1/N/PE-230 V 50 Hz   |
| Versandbreite (mm)                    | 700  | 700  | 700  |
| Versandtiefe (mm)                     | 750  | 750  | 750  |
| Versandhöhe (mm)                      | 1027   | 1850   | 2035   |
| Versandgewicht (kg)                   | 41   | 65   | 77   |
| Kältemittel FCKW- / HFCKW-frei        | R600a  | R600a  | R600a  |



ML1307WN



ML2726WN

ML3226WN

Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog. Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

