



Modell Nr.	ML0806WN	ML1006WN	ML1506WN	ML3006WN
Temperaturbereich	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C	+2°C bis +10°C
Umluft	Nein	Nein	Nein	Nein
Abtauung (automatisch / manuell)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Elektronikregler	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitalanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturalarm optisch / akustisch	Ja	Ja	Ja	Ja
Über- und Untertemperaturalarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Türalarm	Nein	Nein	Ja	Ja
Potentialfreier Alarmkontakt	Nein	Nein	Ja	Ja
Außengehäuse	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Türschloss	Ja	Ja	Ja	Ja
Türtyp	Volltür	Volltür	Volltür	Volltür
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Türdichtung	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar
Innenraum	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß
Innenbeleuchtung	Nein	Nein	Nein	Nein
„Innenraum frei von Zündquellen“	optional	optional	optional	optional
Gitterauflagen (Anzahl)	2	2	3	5
Auflagepositionen (Anzahl)	2	4	6	12
Maße Gitterauflagen (mm) (BxTxH)	438x274x6	427x374x6	520x320x6	497x340x6
Schubladen (Anzahl)	0	0	0	1
Drahtkörbe (Anzahl)	1	1	1	0
Verstellbare Türablagen (Anzahl)	0	0	2	4
Optionales Schubladensystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Verstellbare Füße (Anzahl & Position)	Nein	2 Füße vorne	2 Füße vorne 2 Rollen hinten	2 Füße vorne 2 Rollen hinten
Inhalt (l), brutto	82	107	151	288
Inhalt (l), netto	67	103	145	284
Breite (mm)	502	495	595	595
Tiefe (mm)	540	620	595	634
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	976	1050	1165	1185
Höhe (mm)	660	830	845	1570
Innenmaße (mm) (BxTxH)	415x340x540	403x400x540	500x450x705 Stufe (TxH): 165x185	480x445x1382 Stufe (TxH): 175x255
Gewicht (kg)	27,5	31,5	36	58
Netzanschluss	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz
Versandbreite (mm)	700	700	700	700
Versandtiefe (mm)	750	750	750	750
Versandhöhe (mm)	825	1000	1022	1735
Versandgewicht (kg)	34,5	38,5	43	65
Kältemittel FCKW- / HFCKW-frei	R134a	R134a	R600a	R600a



ML0806WN



ML0806WN mit Ordnungssystem (optional)



ML1006WN



ML1006WN mit Ordnungssystem (optional)



ML1506WN



ML1506WN mit Ordnungssystem (optional)



ML3006WN



Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.
Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

